



## ANTI-DECUBITUS LUCHTMATRASSEN



De CuroCell luchtmatrassen werken volgens het alternerende druk principe (behalve CuroCell Sam) en zijn beschikbaar in diverse modellen. Ze kunnen worden ingezet bij de preventie en behandeling van decubitus in zowel rusthuizen, ziekenhuizen als thuiszorg.

### AUTODYNAMISCHE LUCHTMATRAS (verkrijgbaar als oplegmatras en als matras)

#### CUROCELL SAM



- gewichtstelling via compressor
- hoogte van de cellen: 10 cm
- gewicht patiënt: max 200 kg
- bi-elastische ademende PU-hoes
- CPR-functie

### BASIS ALTERNERENDE SYSTEMEN (verkrijgbaar als oplegmatras, matras en met visco toplaag)

#### CUROCELL 2

- geluidsniveau pomp: 19dBA
- low-pressure lichtalarm



#### CC2 & CC3

- hoogte van de cellen: 13 cm
- gewicht patiënt: max 150 kg
- bi-elastische ademende PU-hoes
- evacuatie-functie
- CPR-functie
- vervangbare polyurethaan cellen
- low airloss micro-ventilatie

#### CUROCELL 3

- geluidsniveau pomp: 21dBA
- low-pressure licht- en geluidsalarm
- statische functie met automatische return



### HOOG-RISICO ALTERNEREND SYSTEEM (enkel matrasvervangend)

#### CUROCELL 4

- gepatenteerd "Cell-in-Cell" systeem
- hoogte van de cellen: 21 cm
- gewicht patiënt: max 180 kg
- geluidsniveau pomp: 21dBA
- statische functie met automatische return
- bi-elastische ademende PU-hoes
- low-airloss micro-ventilatie
- evacuatie-functie
- CPR-functie
- low-pressure licht- en geluidsalarm
- vervangbare polyurethaan cellen



### PIJNTHERAPIE MATRAS

(enkel matrasvervangend)

#### CUROCELL CIRRUS

- foam-lucht combinatie



- met visco-toplaag
- gewicht patiënt: max 160 kg
- geluidsniveau pomp: 21dBA
- digitale compressor
- statische functie met automatische return
- bi-elastische ademende PU-hoes
- low-pressure licht- en geluidsalarm
- CPR-functie
- vervangbare polyurethaan cellen